

Hjelpemidler for funksjonshemmede barn, unge og voksne

Splashy badesete

Mai 2017

hm
Hjelpemiddelspesialisten as





Splashy er et lett, bærbart sete som passer perfekt til bading i badekar.

Du kan også ta det med ut på stranden, eller til lekeplassen og bruke det som et sandkassesete.

Splashy, blå farge, med gule støtter og gult 5-punktsbelte

Nå får små badekammerater får mer plass til å leke sammen. Splashy er veldig kompakt og sitter fint og lavt i badekaret, slik at det tar mindre plass og du bruker mindre vann for å dekke brukeren.

Splashy kan enkelt løftes opp og lagres. Man slipper et stort permanent hjelpemiddel som tar opp all plassen i badekaret.

- Justerbart 5-punkts belte holder barnet trygt, og kan også enkelt endres til et 3-punkts belte ved behov.
- Splashy sitter lavt i badekaret, slik at barnet blir dekket av vannet og slipper å fryse.
- De avtakbare støttene i skum kan benyttes som hodestøtte, sidestøtter for overkroppen eller hoftene, og til og med som en anti-skli løsning.

Setet på Splashy kan løsnes fra basen både i ryggen og på setedelen og kan dermed slås sammen. Slik blir den mer kompakt og lettere og oppbevare i skap, eller under senger o.l.




Arikkelinformasjon:

Artikkelnr.

- 176-B02-H07-F Splashy, blått sete med gult 5-punktsbelte
- 176-B07-H12-F Splashy, gult sete med rosa 5-punktsbelte
- 176-B12-H02-F Splashy, rosa sete med blått 5-punktsbelte



 Vinkelregulerbar rygg er standard på Splashy

Teknisk Data

Rygg høyde	Rygg bredde	Setedybde	Setebredde	Bredde	Høyde	Brukervekt
61 cm	38,5 cm	30 cm	35 cm	42 cm	63 cm	30 kg



Hjelpemidler for funksjonshemmede barn, unge og voksne



Hjelpemiddelspesialisten as

Hjelpemiddelspesialisten AS,
Rosenholmveien 22, 1252 Oslo
Tel.: 66 81 60 70 - Telefaks: 66 81 60 71
firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no